



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CONTROLLO LIOFILO URINARIO MULTIPARAMETRICO PER SOSTANZE D'ABUSO - LIVELLI 1 e 2

(6-MAM, Amfetamina, Beg, Buprenorfina, Cocaina, Codeina, delta-9-THC-COOH, Diidrocodeina, EDDP, Efedrina, Ketamina, MBDB, MDA, MDE, MDMA, Metadone, Metamfetamina, Morfina, Norbuprenorfina, Norpseudoefedrina, Pseudoefedrina)

Cod. LC74019

OBIETTIVO

Questi controlli urinari sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa delle droghe d'abuso in essi contenute. Questi controlli liofilizzati sono in matrice umana e sono disponibili in due range di concentrazione diversi.

RICOSTITUZIONE

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 1 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I controlli sono stabili 12 mesi dalla data di preparazione se conservati a -20 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 1 mese a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questo controllo in matrice umana deve essere trattato con cura e considerato come potenzialmente infettivo.

LOT		

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- LC74019 CONTROLLO URINARIO PER SOSTANZE D'ABUSO - LIVELLI 1 e 2

2 x 5 x 1 ml

N° 005	06/2024
--------	---------

CONCENTRAZIONI
COD. LC74019

LOT		

ANALITA	UNITA' DI MISURA	L1	RANGE L1	L2	RANGE L2
6-MAM	ng/ml				
AMFETAMINA	ng/ml				
BEG	ng/ml				
BUPRENORPHINE	ng/ml				
COCAINA	ng/ml				
CODEINA	ng/ml				
DELTA-9-THC-COOH	ng/ml				
DIIDROCODEINA	ng/ml				
EDDP	ng/ml				
EFEDRINA	ng/ml				
KETAMINA	ng/ml				

CONCENTRAZIONI
COD. LC74019

LOT		

ANALITA	UNITA' DI MISURA	L1	RANGE L1	L2	RANGE L2
MBDB	ng/ml				
MDA	ng/ml				
MDE	ng/ml				
MDMA	ng/ml				
METADONE	ng/ml				
METAMFETAMINA	ng/ml				
MORFINA	ng/ml				
NORBUPRENORFINA	ng/ml				
NORPSEUDOEFEEDRINA	ng/ml				
PSEUDOEFEEDRINA	ng/ml				

*Le procedure di produzione e validazione/controllo qualità del singolo lotto sono condotte utilizzando il metodo cromatografico LC/MS/MS validato secondo le linee guida internazionali della Food and Drug Administration (FDA-May 2001) e dell'International Conference of Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use (ICH-Q2-R1- Nov 2005). Il valore medio e la deviazione standard indicati sono stati ottenuti in fase di validazione del lotto processando quattro flaconi per livello in doppio.

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR *IN VITRO* DIAGNOSTIC USE ONLY



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
Via M. D'Antona 28
60033 Chiaravalle (AN) - Italy
Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com