

**CONTROLLO LIOFILO MULTIPARAMETRICO URINARIO PER TOSSICOLOGIA
OCCUPAZIONALE
LIVELLI 1 e 2**

*(Acido Fenilgliossilico, Acido Ippurico, Acidi Metilippurici, Acido Mandelico, Acido t,t-Muconico,
1-Idrossipirene, trans 1,2-Cicloesandiolo, Ac. Tricloroacetico)*

Cod. Z38019

OBIETTIVO

Questi controlli urinari sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Questi controlli liofilizzati sono in matrice umana e sono disponibili in due range di concentrazione diversi. Devono essere manipolati come se fossero un campione di paziente vero e proprio.

RICOSTITUZIONE

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 10 ml di H₂O nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I calibratori sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2–8 °C. Dopo la ricostituzione sono stabili 7 giorni a 2-8 °C e 3 mesi a -20 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi calibratori in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

		
005	Sept 2012	Sept 2015

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Z38017 CONTROLLO URINARIO MULTIPARAMETRICO PER TOSSICOLOGIA OCCUPAZIONALE -
LIVELLO 1 5 x 10 ml

- Z38018 CONTROLLO URINARIO MULTIPARAMETRICO PER TOSSICOLOGIA OCCUPAZIONALE -
LIVELLO 2 5 x 10 ml

- Z38019 CONTROLLO URINARIO MULTIPARAMETRICO PER TOSSICOLOGIA OCCUPAZIONALE –
LIVELLI 1 e 2 2 x 5 x 10 ml

CONCENTRAZIONI

COD. Z38019

		
005	Sept 2012	Sept 2015

LIVELLO 1

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	RANGE
Acido Fenilgliossilico	mg/l	95,1	66,6 – 123,6
Acido Ippurico	mg/l	756,4	529,5 – 983,3
Acido Mandelico	mg/l	337,1	236,0 – 438,2
Acido o-Metilippurico	mg/l	208,9	146,2 – 271,6
Acido p-Metilippurico	mg/l	217,5	152,2 – 282,7
Acido m-Metilippurico	mg/l	193,7	135,6 – 251,8
Acido t,t-Muconico	µg/l	103,5	72,4 – 134,5
1-Idrossipirene	ng/l	909,7	636,8 – 1.182,6
trans 1,2-Cicloesandiolo	mg/l	36,2	27,2 – 45,3
Acido Tricloroacetico	mg/l	28,9	20,2 – 37,6

LIVELLO 2

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO	RANGE
Acido Fenilgliossilico	mg/l	473,3	331,3 – 615,3
Acido Ippurico	mg/l	2.142,9	1.500,0 – 2.785,8
Acido Mandelico	mg/l	1.232,4	862,7 – 1.602,1
Acido o-Metilippurico	mg/l	788,2	551,7 – 1.024,7
Acido p-Metilippurico	mg/l	814,5	570,1 – 1.058,8
Acido m-Metilippurico	mg/l	790,5	553,3 – 1.027,6
Acido t,t-Muconico	µg/l	1.760,5	1.232,3 – 2.288,6
1-Idrossipirene	ng/l	4.861,2	3.402,8 – 6.319,6
trans 1,2-Cicloesandiolo	mg/l	174,9	122,4 – 227,3
Acido Tricloroacetico	mg/l	71,0	49,7 – 92,3

Release N° 001

Febbraio 2010

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY

EUREKA srl – LAB DIVISION
VAT N° 01547310423
E-mail: info@eurekaone.com
www.eurekaone.com



Head Quarter:
Via Enrico Fermi 25
60033 Chiaravalle (AN) ITALY
Tel. +39 071 7450790
Fax + 39 071 7496579

CE

Release N° 001

Febbraio 2010