



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CALIBRATORE LIOFILO PLASMATICO PER ANTIDEPRESSIVI
(Amitriptilina, Clomipramina, Desipramina, Desvenlafaxina, Doxepina, Duloxetina, Escitalopram, Fluoxetina, Fluvoxamina, Imipramina, Norclomipramina, Nordoxepina, Norfluoxetina, Nortriptilina, Paroxetina, Sertralina, Venlafaxina)

Cod. LC84016

OBIETTIVO

Questi calibratori plasmatici sono usati per calibrare il sistema LC nella determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Ogni analita ha una concentrazione tale da permettere la costruzione di una curva di calibrazione su sette punti. Questi calibratori liofilizzati sono in matrice umana e devono essere manipolati come se fossero un campione di paziente vero e proprio.

RICOSTITUZIONE

Rimuovere la guarnizione metallica e il tappo di gomma dalla fiala. Aggiungere esattamente 1 ml di acqua di grado HPLC nella fiala. Rimettere il tappo di gomma, agitare e lasciar riposare per 5 - 10 minuti. Prima dell'uso agitare per inversione la fiala per dissolvere il materiale fino ad ottenere una soluzione limpida ed omogenea.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I calibratori sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a 2-8°C. Dopo la ricostituzione sono stabili 7 giorni a 2-8°C e 1 mese a -25/-15°C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi calibratori in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

		

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- LC84016 CALIBRATORE PLASMATICO PER ANTIDEPRESSIVI 7 x 2 x 1 ml

N° 003	09/2024
--------	---------

CONCENTRAZIONI
COD. LC84016

LOT		

ANALITA	UNITA' DI MISURA	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
AMITRIPTILINA	ng/ml	N.D.						
CLOMIPRAMINA	ng/ml	N.D.						
DESIPRAMINA	ng/ml	N.D.						
DESVENLAFAXINA	ng/ml	N.D.						
DOXEPINA	ng/ml	N.D.						
DULOXETINA	ng/ml	N.D.						
ESCITALOPRAM	ng/ml	N.D.						
FLUOXETINA	ng/ml	N.D.						
FLUVOXAMINA	ng/ml	N.D.						
IMIPRAMINA	ng/ml	N.D.						
NORCLOMIPRAMINA	ng/ml	N.D.						
NORDOXEPINA	ng/ml	N.D.						
NORFLUOXETINA	ng/ml	N.D.						
NORTRIPTILINA	ng/ml	N.D.						
PAROXETINA	ng/ml	N.D.						
SERTRALINA	ng/ml	N.D.						
VENLAFAXINA	ng/ml	N.D.						

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR *IN VITRO* DIAGNOSTIC USE ONLY



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
Via M. D'Antona 28
60033 Chiaravalle (AN) - Italy
Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com