



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CALIBRATORE PER COMPOSTI ORGANICI VOLATILI URINARI

(1-BUTANOLO, ACETONE, BENZENE, CICLOESANO, CICLOESANOLO, CICLOESANONE, CLOROFORMIO, DICLOROMETANO, ETANOLO, ISOBUTANOLO, ISOPROPANOLO, METANOLO, METIL ETIL CHETONE, METIL ISOBUTIL CHETONE, PERCLOROETILENE, STIRENE, TOLUENE, o-m-p-XILENE)

Cod. GC77016
DA USARE CON IL KIT CODICE GC77010

OBIETTIVO

Questi calibratori sono usati per calibrare il sistema GC/MS nella determinazione quantitativa dell'analita in essi contenuto. Ogni analita ha una concentrazione tale da permettere la costruzione di una curva di calibrazione su 7 punti. Questi calibratori sono in matrice umana e devono essere manipolati come se fossero un campione di paziente vero e proprio.

STOCCAGGIO E STABILITA'

I calibratori sono stabili 36 mesi dalla data di preparazione se conservati a -25/-15 °C. Non usarli dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi calibratori in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

		
011	May 2024	May 2027

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

GC77016 CALIBRATORE PER VOC URINARI 7 x 2 x 10 ml

Release N° 003	Maggio 2019
----------------	-------------

CONCENTRAZIONI
COD. GC77016

		
011	May 2024	May 2027

ANALITA	UNITA' DI MISURA	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1-BUTANOLO	mg/l	0	1,0	5,0	10,0	25,0	50,0	100,0
ACETONE	mg/l	0	1,0	5,0	10,0	25,0	50,0	100,0
BENZENE	mg/l	0	0,01	0,05	0,1	0,25	0,5	1,0
CICLOESANO	mg/l	0	0,01	0,05	0,1	0,25	0,5	1,0
CICLOESANOLO	mg/l	0	1,0	5,0	10,0	25,0	50,0	100,0
CICLOESANONE	mg/l	0	1,0	5,0	10,0	25,0	50,0	100,0
CLOROFORMIO	mg/l	0	0,01	0,05	0,1	0,25	0,5	1,0
DICLOROMETANO	mg/l	0	0,01	0,05	0,1	0,25	0,5	1,0
ETANOLO	mg/l	0	1,0	5,0	10,0	25,0	50,0	100,0
ISOBUTANOLO	mg/l	0	1,0	5,0	10,0	25,0	50,0	100,0
ISOPROPANOLO	mg/l	0	1,0	5,0	10,0	25,0	50,0	100,0
METANOLO	mg/l	0	1,0	5,0	10,0	25,0	50,0	100,0
MEK	mg/l	0	1,0	5,0	10,0	25,0	50,0	100,0
MIBK	mg/l	0	1,0	5,0	10,0	25,0	50,0	100,0
PERCLOROETILENE	mg/l	0	0,01	0,05	0,1	0,25	0,5	1,0
STIRENE	mg/l	0	0,01	0,05	0,1	0,25	0,5	1,0
TOLUENE	mg/l	0	0,01	0,05	0,1	0,25	0,5	1,0
o-XILENE	mg/l	0	0,01	0,05	0,1	0,25	0,5	1,0
Σ m-p-XILENE	mg/l	0	0,01	0,05	0,1	0,25	0,5	1,0

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR *IN VITRO* DIAGNOSTIC USE ONLY

produced by



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =
= ISO 13485 =

EUREKA srl – LAB DIVISION ,
Via Enrico Fermi 25, 60033 Chiaravalle (AN) ITALY
Tel. + 39 071 74 50 790
Fax. + 39 071 74 96 579
info@eurekaone.com
www.eurekakit.com

