

CALBRATORE SU SANGUE INTERO PER ZincoPROTOPORFIRINA e PROTOPORFIRINA IX

Cod. Z39016
DA USARE CON IL KIT CODICE Z39110

OBIETTIVO

Questi calibratori su sangue intero sono usati per calibrare il sistema cromatografico nella determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Per ogni analita è possibile costruire una retta di taratura su 1 punto.

STOCCAGGIO E STABILITA'

Una volta aperta la vial, prelevarne il volume necessario, richiuderla con il reagente non utilizzato e conservare a -20°C. Stabile 6 mesi. Non usarlo dopo la data di scadenza. Il Calibratore liofilo in sangue intero, Reagente B1 – Standard ZnPP, Reagente B2 – Standard Proto IX devono essere stoccati a -20°C.

PRECAUZIONI

Questi calibratori in matrice umana devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- Z39016 CALBRATORE SU SANGUE INTERO PER ZNPP E PROTO IX
CONF 2 x 0,5 ml/ 4 x 1 ml sangue

CONCENTRAZIONI**COD.****Z39016**

RICOSTITUZIONE DEL CALIBRATORE LIOFILO

Ricostituire il **Calibratore liofilo in sangue intero** con:

- 1 ml di **Acqua grado HPLC** e attendere 15 minuti per la completa ricostituzione

Prelevare 50 µl del calibratore ricostituito e gettarlo.

PREPARAZIONE DEL CALIBRATORE

Aggiungere al Calibratore ricostituito:

- 25 µl di **Reagente B1 – Standard ZnPP**
- 25 µl di **Reagente B2 – Standard Proto IX**

Il Calibratore così ricostituito è stabile 1 mese a - 20 °C

Le concentrazioni sono le seguenti:

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE
ZnPP	µg/dl	
PPIX	µg/dl	

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY