

## **STARTER KIT SOSTANZE D'ABUSO IN MATRICE CHERATINICA IN LC/MS**




**Cod. SK49010**

### **OBIETTIVO**

Lo Starter Kit è necessario per identificare le transizioni e le energie di collisione delle molecole su un detector di massa collegato ad un sistema cromatografico. Va utilizzato solamente per l'analisi qualitativa delle Sostanze d'Abuso.

### **STOCCAGGIO E STABILITA'**

Lo Starter Kit è stabile 6 mesi dalla data di preparazione se conservato a - 20 °C. Non usare dopo la data di scadenza.

		
001	Jan 2013	July 2013



### **CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:**

- SK49010 STARTER KIT PER SOSTANZE D'ABUSO IN MATRICE CHERATINICA

*21 x 1 ml*

COD.

SK49010

		
001	Jan 2013	July 2013

<b>Sostanza d'Abuso</b>
Morfina
Diidrocodeina
Codeina
Etilmorfina
6-MAM
3,4-MDA
3,4-MDE
3,4-MDMA
Ketamina
Amfetamina
Metamfetamina
Benzoilecgonina
Cocaina
Cocaetilene
Metadone
EDDP
Norbuprenorfina
Buprenorfina
Nalorfina
MDPA
Propilbenzoilecgonina

**FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY**

EUREKA srl – LAB DIVISION  
 VAT N° 01547310423  
 E-mail: info@eurekaone.com  
 www.eurekaone.com



Head Quarter:  
 Via Enrico Fermi 25  
 60033 Chiaravalle (AN) ITALY  
 Tel. +39 071 7450790  
 Fax + 39 071 7496579



Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.

Release N° 001

Marzo 2011