



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CALIBRATORE IN MATRICE SALIVARE PER CORTISOLO E CORTISONE

Cod. LC91116
DA USARE CON IL KIT CODICE LC91110

OBIETTIVO

Questi calibratori in matrice salivare sono usati per calibrare il sistema cromatografico nella determinazione quantitativa degli analiti in essi contenuti. Per ogni analita è possibile costruire una retta di taratura su 7 punti.

STOCCAGGIO E STABILITA'

Una volta aperta la vial, prelevarne il volume necessario, richiuderla con il reagente non utilizzato e

conservare  - 15 °C
- 25 °C . Stabile 6 mesi. Non usarlo dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi calibratori devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

LOT		

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- LC91116 CALIBRATORE IN MATRICE SALIVARE PER CORTISOLO/CORTISONE 7 x 2 x 3 ml

N° 003	06/2024
--------	---------

CONCENTRAZIONI
COD. LC91116

LOT		

Analita	UNITA' DI MISURA	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
CORTISOLO	ng/ml							
CORTISONE	ng/ml							

*Le procedure di produzione e validazione/controllo qualità del singolo lotto sono condotte utilizzando il metodo cromatografico LC/MS/MS validato secondo le linee guida internazionali della Food and Drug Administration (FDA-May 2001) e dell'International Conference of Harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use (ICH-Q2-R1- Nov 2005). Il valore medio e la deviazione standard indicati sono stati ottenuti in fase di validazione del lotto processando quattro flaconi per livello in doppio.

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
Via M. D'Antona 28
60033 Chiaravalle (AN) - Italy
Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com