



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

CONTROLLI PER FITOCANNABINOIDI – LIVELLI 1 e 2

(Tetraidrocannabinolo [THC], Cannabidiolo [CBD], Cannabinolo [CBN], Cannabigerolo [CBG], Acido Tetraidrocannabinolico [THCA], Acido Cannabidiolico [CBDA], Tetraidrocannabivarina [THCV])

Cod. LC88819

OBIETTIVO

Questi controlli sono usati per il controllo di qualità interno e servono a tenere sotto controllo l'accuratezza e la precisione delle procedure analitiche dedicate alla determinazione quantitativa delle droghe d'abuso in essi contenute. Questi controlli sono disponibili in due range di concentrazione diversi.

STOCCAGGIO E STABILITA'

Una volta aperta la vial, prelevarne il volume necessario, richiuderla con il reagente non utilizzato e conservare a -20°C. Stabile 6 mesi. Non usarlo dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Questi controlli devono essere trattati con cura e considerati come potenzialmente infettivi.

LOT		

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI:

- LC88819 CONTROLLO PER FITOCANNABINOIDI – LIVELLI 1 e 2 2 x 1 x 500 µl

N° 005	07/2024
--------	---------

CONCENTRAZIONI
COD. LC88819

LOT		

ANALITA	UNITA' DI MISURA	VALORE MEDIO L1	RANGE L1	VALORE MEDIO L2	RANGE L2
THC CBD CBN THCA THCV CBG CBDA	mg/ml				

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
Via M. D'Antona 28
60033 Chiaravalle (AN) - Italy
Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com