



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

Fase Mobile per Idrossiprolina urinaria –

Codice Z01611

Usare questa Fase Mobile come indicato nella IFU del kit codice Z01610
come Reagente M (Fase Mobile)

Confezionamento **4 x 500 ml**

La Fase Mobile è stabile 3 anni dalla data di preparazione stoccata a **2-8 °C**.

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY



EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
Via M. D'Antona 28
60033 Chiaravalle (AN) - Italy
Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com

N° 001

06/ 2024