



AN ITALIAN COMPANY THAT RESEARCHES, DEVELOPS AND PRODUCES READY TO USE KITS
USING CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES FOR CLINICAL LABORATORIES

Fase Mobile M2 per Benzodiazepine/Barbiturici urinari

Codice LC80321

Usare questa Fase Mobile come indicato nelle IFU del kit codice LC80310
come Reagente M2 (Fase Mobile M2)

Confezionamento **4 x 500 ml**

La Fase Mobile è stabile 3 anni dalla data di preparazione stoccata a **2-8 °C**.

Questo prodotto adempie a tutte le esigenze della Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD). La dichiarazione di conformità CE è disponibile su richiesta.



FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY

 EUREKA S.R.L. LAB DIVISION
Via M. D'Antona 28
60033 Chiaravalle (AN) - Italy
Tel +39 071 7450790
eureka-support@sentinel.it
www.eurekakit.com

N° 001		08/2024
--------	--	---------